



HI-EMT TEKNOLOJİSİ
Odaklanmış Kas Geliştirme Sistemi



“Aesthetic Solutions”

EMSLIM,

ameliyatsız popo kaldırma, sıkılaştırma
ve karın kası geliřtirmedeki
en etkili yardımcınız olacak !





EM Slim

HI-EMT TEKNOLOJİSİ
Odaklanmış Kas Geliştirme Sistemi


elektro
medikal

"Aesthetic Solutions,,

EMSLIM Teknolojisi

Sadece **30** dakikalık tedavi ile EMSLIM, kaslarınızın **20.000** kereden fazla çalıştırarak, yoğun bir egzersiz yapmanızı sağlar. Buna inaktif egzersiz denir, bu egzersiz kas gelişimi sağlayıp yağ yakımı yapar.

Klinik testler **EMSLIM** uygulaması ile vücudun kas kütlesini % **18**'e kadar arttırırken, % **21**'e kadar yağ kaybettiğini gösteriyor. Enerji, derin kas dokusuna nüfuz eder, farklı vücut tipleri için önceden ayarlanmış parametler ile, kasları harekete geçirerek yoğun bir biçimde çalıştırır.

HI- EMT

Yüksek Yoğunluklu Elektromanyetik Terapi

HI-EMT estetik tıp alanında kullanılan bir teknolojidir. HI-EMT, manyetik alanın hastanın dokusu ile etkileşimi yoluyla kasların güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için kullanılan non-invaziv bir teknolojidir.

HI-EMT ile hedeflenen kas grubuna, hedef kas grubuna göre ayarlanmış stabil enerji, gönderilerek optimal sonuçlar elde edilir. Gözle görülür şekilde kas kütlesinde gelişim ve yağ oranında artış tespit edilir.





Kas yapın & yağ yakın


Harekete geçirilmiş kaslar kan dolaşımını artırır ve kalori yakar.
Ayrıca, yağ yakarken kas oranını arttırmaya yardımcı olur.

EM
Slim

HI-EMT Kas Etkisi

Supramaximal Kas Kasılmaları

Bilinen kas kasılmalarının aksine, supramaximal kasılmalar beyin fonksiyonundan bağımsızdır. HI-EMT, iki ardışık stimülasyon arasında kas gevşemesine izin vermeyen belirli bir frekans aralığı kullanır. Kas, birkaç saniye boyunca gergin halde kalmaya zorlanır. Bu yüksek çalışma koşullarına tekrar tekrar maruz kaldığında, kas dokusu gerilir ve uyum sağlamaya zorlanır.



“ EMSLIM uygulaması ile vücudun kas kütlesini %18'e kadar arttırırken, %21'e kadar yağ kaybetirdiğini gösteriyor. ”




EM
Slim

Essiz Soğutma Sistemi

EMSLIM cihazını farklı kılan bir diğer özellik ise soğutma sistemidir. Rakiplerinin aksine EMSLIM su soğutma sistemi kullanmaktadır. Hava soğutma sistemi ve yağ soğutma sistemi ile çalışan diğer cihazlar da belli bir seans sonrası başlık değiştirilmesi zorunludur.

Aplikatör içindeki patentli korumalı su soğutma sistemi çok uzun süre dayanıklılık sağlar. Özel olarak tasarlanmış aplikatörler tam anlamıyla 24 saat çalıştırılabilir, uygulama yapılan alana stabil ve yoğun bir stimülasyon sağlar.



Uygulama Alanları

Omuz
ve
Kollar

Popo
Kaldırma

Karın
Kasları

Ön
Bacak

Arka
Bacak

EM
Slim

Sistem Özellikleri

Power	Power Input	230 V 50/60 Hz
	Maximum Power Consumption	2.3 kVA
Magnetic Stimulation	Magnetic induction amplitude(Intensity)	0~7 Tesla
	Shape of stimulation pulse	Biphase
	Pulse duration	300 μ s
Dimension	Size (height x width x depth)	420 x 660 x 1150 (mm)
	Weight	70 kg
	Safety type	B



- 01 > LCD
- 02 > Emergency stop button
- 03 > Reset Switch
- 04 > Applicator (2EA)

EM
Slim

EM Slim



EM
Slim

Daha güçlü kaslar,
daha dayanıklı
bir iskelet...



“Aesthetic Solutions”



emslimturkiye
elektrokozmetikmedikal



emslimturkiye



emslimturkiye

w w w . e m s l i m t u r k i y e . c o m



Burhaniye Mahallesi Burhaniye Bayırı Sokak No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: + 90 216 318 90 71 - 72 Email: info@elektrokozmetik.com

w w w . e l e k t r o m e d i k a l . c o m . t r